

**Sistema de Gestão da Qualidade  
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP**



**Setor: CME**

**Identificação: POP 019**

**Assunto: Rotina para adentrar na área do CME**

**Versão: 01**



**Folha Nº: 1/4**

## 1. OBJETIVO

Padronizar o uso dos EPIs corretos para adentrar nas áreas da CME, a fim de permitir um ambiente seguro para execução das atividades, e livre de contaminação em todas as áreas.

## 2. PROCEDIMENTO

| Ordem | Ação/Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Agente Executor              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | Retirar todos os adornos e guardar pertences nos armários.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Colaboradores/<br>Visitantes |
| 2     | Realizar o processo de higienização das mãos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Colaboradores/<br>Visitantes |
| 3     | Paramentar-se colocando unissex, sapato impermeável preconizado pela instituição e gorro.                                                                                                                                                                                                                                                               | Colaboradores/<br>Visitantes |
| 4     | Identificar o setor escalado conforme Escala de atividades da CME, fixado diariamente no setor pelo enfermeiro do plantão, o qual, está descrito as atividades a serem desenvolvidas, bem como horário de descanso.                                                                                                                                     | Colaboradores                |
| 5     | Identificar as áreas e utilizar as paramentações de acordo com cada área de atuação:<br><ul style="list-style-type: none"><li>Área Limpa: Preparo e Esterilização, Desinfecção Química, Dobradura de Roupas e Área Estéril, utilizar o vestiário da área limpa.</li></ul>                                                                               | Colaboradores/<br>Visitantes |
| 6     | <b>Área Suja:</b> Unissex, touca, óculos de proteção ou protetor facial, máscara N95, bota com cano longo, avental de manga longa impermeável com punho, luva nitrílica e luvas termorresistente. Utilizar Luva Nitrílica: no recebimento, lavagem, secagem e montagem dos materiais.                                                                   | Colaboradores/<br>Visitantes |
| 7     | <b>Paramentar-se para área do preparo com:</b> Unissex, touca, protetor auricular, máscara de procedimento, luvas de procedimento, e sapato impermeável hospitalar.<br><ul style="list-style-type: none"><li>Utilizar luva de procedimento: durante o preparo dos artigos que passaram por processo de limpeza manual, automatizada lavadora.</li></ul> | Colaboradores/<br>Visitantes |

|                                                                                 |  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema de Gestão da Qualidade<br/>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> |  | <br>GOVERNO<br>DE GOIÁS<br><small>SECRETARIA<br/>DE ESTADO DA SAÚDE</small> | <br><b>HCAMP</b><br>HOSPITAL DE CAMPANHA PARA<br>ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS<br>PORTARIAS ES - GO 307/2020 |
| <b>Setor: CME</b>                                                               |  | <b>Identificação: POP 019</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Assunto: Rotina para adentrar na área do CME</b>                             |  | <b>Versão: 01</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                 |  | <b>Folha Nº: 2/4</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 8 | <p><b>Paramentar-se para área de desinfecção química com:</b> EPIs: Unisex, touca, óculos de proteção, máscara N95, luva nitrílica, luva estéril, avental impermeável e sapato impermeável hospitalar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar Luva de procedimento para imersão;</li> <li>• Utilizar luva cirúrgica para remoção da solução do ácido peracético, enxágue, secagem e empacotamento do artigo após desinfecção química.</li> </ul> | Colaboradores/<br>Visitantes |
| 9 | <p><b>Paramentar-se para área estéril com:</b> EPIs: Unisex, touca, máscara de procedimento, luvas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Colaboradores/<br>Visitantes |

### 3. SIGLAS

CME - Central de Material e Esterilização

EPI - Equipamento de Proteção Individual

### 4. CONTROLE DE REGISTROS

- Não aplicável

### 5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA




1. SOBECC – Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas Recomendadas SOBECC. 6 ed. São Paulo: SOBECC, 2013;

2. NR 32. Site do Ministério do Trabalho [www.mte.gov.br](http://www.mte.gov.br).

3. APECIH – Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar.

4. Limpeza, Desinfecção de Artigos e Áreas Hospitalares e Antissepsia. 2ª Edição revisada, 2000.

5. GONÇALVES, Cristina Vieira. POP 281 - Rotina para adentrar na área do CME. HUGOL. Versão 03. 20.mai.2019.

|                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema de Gestão da Qualidade<br/>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> |  | <br><b>GOVERNO DE GOIÁS</b><br><small>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</small><br> | <br><b>HCAMP</b><br><small>HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS</small><br><small>PORTARIAS ES - GO 307/2020</small> |
| <b>Setor: CME</b>                                                               |  | <b>Identificação: POP 019</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Assunto: Rotina para adentrar na área do CME</b>                             |  | <b>Versão: 01</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                 |  | <b>Folha Nº: 3/4</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |

## 6. ANEXOS

- Não aplicável.

|                             |                      |                           |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Elaborado por:</b>       | <b>Revisado por:</b> | <b>Aprovado para uso:</b> |
| Murichaine Francine Marques | Anamar Ferreira Rosa | Guillermo Socrates        |
| <u>15/05/2020</u><br>Data   |                      | <u>20/08/2021</u><br>Data |

**Sistema de Gestão da Qualidade  
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP**



**Setor: CME**

**Identificação: POP 019**

**Assunto: Rotina para adentrar na área do CME**

**Versão: 01**

**Folha Nº: 4/4**